



Каталог продукции
SCIENTIFIC



Компания Hahnshin Scientific, основанная в 1975 году, является одним из ведущих дистрибьюторов научного оборудования в Южной Корее. Основываясь на накопленных знаниях, технологиях и опыте за последние 35 лет, компания Hahnshin Scientific может работать с большим количеством научного оборудования, включая изделия из стекла и машиностроение.

Прежде всего, компания Hahnshin Scientific является единственным производителем роторных испарителей в Южной Корее. В отличие от большинства других брендов, Hahnshin производит продукцию достойного качества с точки зрения ее долговечности, эффективности и безопасности, что позволяет исследователям получать достоверные лабораторные результаты по низкой цене. Компания Hahnshin Scientific экспортирует продукцию во многие страны Азии, Африки, Европы, Южной Америки и т. д.



Автоклав



Для эффективного использования системы пользователь должен выполнить простую начальную настройку.

Полностью автоматизированный процесс для легкого и быстрого управления. Легкая настройка времени стерилизации с помощью удобной системы управления. Когда выходит время, установленное для стерилизации, звук зуммера сопровождается автоматическим выпуском пара внутри оборудования.

Усовершенствованная двойная система безопасности обеспечивает оптимальную защиту от любых опасных факторов, которые могут быть вызваны чрезмерным повышением температуры и давления.

Высокоэффективная функция ограничения перегрева обеспечивает надежную защиту от перегрева выше заданной температуры.

Удобная панель управления позволяет конечным пользователям просматривать как заданную, так и текущую температуру.

Когда дело доходит до температуры, установленной конечным пользователем для стерилизации, автоматически активируется таймер, и на дисплее для удобства контроля отображаются как рабочая температура, так и время достижения температуры стерилизации.

Устройства безопасности обеспечивают эффективную защиту от перегрева и перегрузки по току.

Удобная универсальная панель управления.

Когда подходит время, установленное конечным пользователем для стерилизации, автоматически активируется зуммер, а в случае внезапного прекращения подачи питания также активируется функция автоматического возврата. Прочный четырехъярусный шкафчик обеспечивает простое и быстрое управление с полностью изолированной конструкцией снаружи оборудования.

Температурный диапазон	Токр. среды +10 °С до 125 °С
Контроллер дисплея	Цифровой ПИД-регулятор, 5 шаблонов, 18 сегментов, двойной цифровой дисплей PV & SV (текущее и заданное значения)
Время	99 ч 59 мин 59 сек
Манометр	0~3 кг/см ²
Рабочее давление	1.2 кг/см ² при 121 °С
Дверное уплотнение	Нажимная ручка (в одно касание)
Внутренний материал	Пластина из нержавеющей стали
Внешние материалы	Стальной лист с порошковым покрытием
Система безопасности	Защита от перегрева, избыточного давления и перегрузки по току
Корзина	Стандартная проволочная корзина (входит в комплект каждой модели)
Параметры питания	230 В переменного тока, 50/60 Гц

МОДЕЛИ	FTAC-701/701P	FTAC-702/702P	FTAC-703/703P	FTAC-705/705P
Емкость	40 л	60 л	80 л	100 л
Внутренние размеры (Ø x В) (мм)	Ø 300 x 650	Ø 350 x 650	Ø 400 x 650	Ø 450 x 650
Внешние размеры (Ш x Г x В) (мм)	700 x 500 x 1,090	700 x 500 x 1,090	700 x 600 x 1,220	700 x 600 x 1,220
Мощность нагревателя	2 кВт	3 кВт	4 кВт	5 кВт



 **HAHNSHIN S&T CO., LTD**

73-53, Aegibong-ro 681beon-gil, Tongjin-eup,
Gimpo-si, Gyeonggi-do, 10010, Republic of Korea

Tel. 82-31-997-9652, 82-31-986-9656

Fax. 82-31-986-9652

E-Mail : hahnshin01@gmail.com

E-Mail : hahnshin78@naver.com

www.hahnshinsnt.com

www.hssscience.co.kr

Официальный дистрибьютор в РФ ООО "ПромЭнергоЛаб"

105318, Россия, г. Москва, ул. Ткацкая, 1

Тел.: +7 (495) 22-11-208, 8 (800) 23-41-208

e-mail: info@czl.ru

www.czl.ru


лабораторное оборудование