



## Комплекты для фильтрации из полиэфирсульфона (PES)



LF 30



MF 31

### Особенности

- ▶ LF 30: вращающийся фиксатор (Spin-Lock) (M381450) и встроенная защита от перелива обеспечивают быструю, стабильную и безопасную работу
- ▶ MF 31: Прочное магнитное уплотнение (I5551337) позволяет работать одной рукой, можно сливать фильтрат напрямую, не снимая трубок.

### Применение

Общая фильтрация, такая как микробиологический анализ, анализ взвешенных твердых веществ и т. д.


### Спецификация

Материал	LF 30	MF 31
Емкость воронки	PES	PES
Основание	Поликарбонат	PES
Опора мембраны	Полипропилен	PES
Приемная колба	Поликарбонат	Боросиликатное стекло
Шприцевой фильтр	PTFE	PTFE
Сливной шланг	-	Резина (не автоклавируемая)

PES-полиэфирсульфон

#### Спецификация

Емкость воронки	300 мл	300 мл
Емкость колбы	1200 мл	1000 мл
Диаметр фильтра	47 мм	47 мм
Штуцер для шланга	ID8	ID8
Сливное устройство	-	Да
Защита от перелива	Да	-



LF 30

MF 31

### Информация для заказа

#### Комплект для фильтрации LF 30 197010-30

1	Комплект крышки из ПП	197000-36
2	Воронка из PES, 300 мл	197000-34
3	Основание из поликарбоната	197000-35
4	Крышка из черного полипропилена	197000-40
5	Крышка из поликарбоната	197000-32-PC
6	Защита от перелива	197000-39
7	Бутылка из поликарбоната, 1200 мл	197000-31-PC

#### Комплект для фильтрации MF 31 200320-31

1	Комплект крышки для магнитной воронки из полипропилена	200300-36
2	Воронка из PES, 300 мл	200300-30
3	Основание магнитной опоры из PES	200300-32
4	Силиконовая пробка-переходник (№ 8)	167110-16
5	Колба-приемник со сливом, 1000 мл (с резьбовым соединителем)	167300-08
6	Силиконовая фиксирующая присоска	167200-45