



# Puris<sup>®</sup>

Системы очистки воды для современной лаборатории  
Puris, Системы получения чистой и сверхчистой воды

- Для биомедицинских лабораторий
- Для широкого спектра прикладных задач
- Для больших расходов воды



# Purix, системы лабораторной водоподготовки Excel-Ro

## Особенности и применения

- Производство воды III типа с высокой производительностью.
- Простота установки и обслуживания
- Использование в качестве питательной воды для получения сверхчистой воды (тип I), промывки лабораторного оборудования и различных химических анализов
- Сертификация по ISO9001,14001 и NEP.



## Технические характеристики

Модель	Excel-RO Med55	Excel-RO Med85	Excel-RO Med150
Расход (л/ч)	55	85	150
Электропроводность, мкСм/см	1-20		
Экран	Широкий жк экран (128 * 64)		
Мониторинг и отображение данных	<ul style="list-style-type: none"><li>• Электропроводность получаемой воды</li><li>• Температура исходной воды</li><li>• Напоминание о необходимости очистки мембраны обратного осмоса</li><li>• Автоматический слив для предотвращения получения воды низкого качества</li><li>• Напоминание о замене фильтров, УФ-лампы, сигналы тревоги</li></ul>		
Рабочие параметры			
- Питание	220 В, 3 А, 660 Вт		220 В, 4 А, 880 Вт
- Размер	Ш510 X Г450 X В790 (мм)		Ш510 X Г450 X В1040 (мм)
- Рабочий вес	42 кг	44 кг	68 кг



MIRAE ST Co., Ltd.

#717, 268, Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea 14056

TEL : +82-31-420-5753 FAX : +82-31-420-5978

E-mail : mrst@mrst.kr



Официальный дистрибьютор в РФ ООО "Промэнерголаб"

105318, Россия, г. Москва, ул. Ткацкая, 1

Тел.: +7 (495) 22-11-208, 8 (800) 23-41-208

e-mail: info@czl.ru

www.czl.ru